




Connectivité illimitée

myPRIMEDIC Cloud – la solution cloud tout-en-un pour gérer l'ensemble de vos défibrillateurs HeartSave connectés.

Grâce à la gestion et à la supervision centralisées dans le cloud, vous gardez un œil sur vos appareils à tout moment et recevez automatiquement des notifications en cas d'événements importants, sans avoir besoin d'être sur place. Vous pouvez ainsi réagir rapidement et efficacement, tout en garantissant la disponibilité opérationnelle de vos DAE avec un minimum d'effort.

La transmission des données s'effectue via Wi-Fi ou réseau mobile, en utilisant toujours la connexion optimale.

Pour un confort maximal, myPRIMEDIC Cloud offre un accès direct via l'application ou depuis n'importe quel navigateur, quelle que soit la plateforme.



Confort maximal

Informations sur l'appareil

myPRIMEDIC Cloud, en tant qu'outil complet de gestion des dispositifs, donne accès à toutes les informations matérielles et logicielles relatives à votre DAE, y compris les réglages actuels, les dates de péremption des batteries et des électrodes, et bien plus encore.

Vue d'ensemble de l'état

Avec myPRIMEDIC Cloud, vous pouvez surveiller facilement l'état de fonctionnement et la disponibilité de tous vos DAE, sans nécessité d'être sur site.
À tout moment, depuis n'importe où dans le monde.

Toujours à jour

Dès qu'un changement d'état est détecté sur les DAE surveillés ou les accessoires connectés, myPRIMEDIC Cloud vous informe automatiquement afin que vous restiez en permanence pleinement informé de l'ensemble de vos DAE.

Support et service

Vous souhaitez modifier la configuration d'un DAE ? Effectuer des mises à jour logicielles ? Récupérer et documenter les données d'un incident ?
Avec myPRIMEDIC Cloud, vous pouvez réaliser toutes ces opérations facilement et à distance.

Envie d'en savoir plus ?
info@primedic.com

« Tous les DAE sont prêts à l'emploi. »

Cette notification vous apporte un sentiment rassurant de sécurité ?



Excellent, c'est précisément l'objectif des notifications myPRIMEDIC Cloud. Elles vous tiennent en permanence informé de tous les événements liés à vos DAE.

Les électrodes ou la batterie approchent de leur date de péremption ? myPRIMEDIC Cloud vous rappelle à l'avance de les remplacer.

L'un de vos DAE a détecté un problème lors de son auto-test quotidien ? myPRIMEDIC Cloud envoie immédiatement une notification afin que vous puissiez réagir au plus vite.

Un DAE a-t-il été utilisé lors d'une urgence ? myPRIMEDIC Cloud vous informe rapidement après l'incident afin que vous puissiez préparer votre DAE pour la prochaine utilisation sans délai.

Les notifications myPRIMEDIC Cloud sont proactives et entièrement automatiques. Vous déterminez quand, à quelle fréquence et dans quelle mesure vous souhaitez recevoir des mises à jour sur votre PC, votre tablette ou votre smartphone.



Connectivité intelligente

Après chaque auto-test, l'état de fonctionnement actuel du DAE est transmis à myPRIMEDIC Cloud via LTE ou Wi-Fi et, si des anomalies sont détectées, vous recevez immédiatement une notification push.

Cela réduit considérablement la nécessité d'inspections fréquentes du DAE sur site.


myPRIMEDIC Cloud

myPRIMEDIC Cloud fonctionne sur une plateforme cloud, vous offrant un accès mondial aux données de tous vos DAE à tout moment et en tout lieu. Naturellement, la solution est entièrement conforme au RGPD, avec des serveurs situés en Allemagne.

Gestion à distance

Que ce soit depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone, myPRIMEDIC Control vous permet de gérer les DAE HeartSave connectés, indépendamment de la plateforme utilisée. Même les modifications de configuration, les mises à jour logicielles et l'installation de nouvelles recommandations peuvent être effectuées facilement en ligne et à distance.

PRIMEDIC GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628
Rottweil
+49 (0) 741
257-0
info@primedic.com



Les fonctionnalités disponibles dans myPRIMEDIC Cloud dépendent du modèle de DAE utilisé et sont accessibles dans certains pays. Certaines fonctions de myPRIMEDIC Cloud nécessitent une connexion Wi-Fi et/ou un réseau mobile, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Pour plus de détails, veuillez contacter votre partenaire PRIMEDIC régional. Les fonctionnalités disponibles ou les évolutions techniques peuvent être modifiées à tout moment.